


迈瑞 PM-8000Express 监护仪语言设置

System menu



Maintain>>





ENTER MAINTAIN PASSWORD



USER KEY:

MINDRAY



CONFIRM


FACTORY KEY:

XXXXXX

CONFIRM

在 user key 底下输入 mindray 在点击 confirm 就进入以下界面，斜体字这边不用输，不用管！





USER MAINTAIN



NOTCH FREQ → 50Hz

Language → chinese

其他不用管，各种退出

关机重启，语言变回中文啦！